

こんな車椅子が欲しかった。

# にげない君

## 自動安全ブレーキ付車イス

車椅子から立ち上がる際の、ブレーキをかけないために転倒してしまう利用者にとって、転倒することなく、しかも本人の自立を阻害せずすむ方法を考えました。



### Aタイプ

シートが3色から選べます

◎自走式 ◎フレームアルミ ◎カラー3色 ◎背折式

機種	前輪	後輪	前座高	後座高	座シート幅	座奥行
AR-200	6	22	430	400	400:420	400
背シート高	肘掛高	全幅	全高	全長	折畳寸法	重量
415	240	630	880	1020	320:790:920	13.5

¥119,800 (非課税)

### Bタイプ

◎自走式 ◎フレームアルミ ◎カラー1色 ◎背固定式

機種	前輪	後輪	前座高	後座高	座シート幅	座奥行
T-1	6	22	435	410	400	400
背シート高	肘掛高	全幅	全高	全長	折畳寸法	重量
380	200	610	865	950	550:865:950	15.3

¥114,800 (非課税)



### ユニット(自動安全ブレーキ)取付け

今お使いの車椅子に取付けができます。


ユニット取付け可能な車椅子

- 自走式であること。 ●大車輪がワイヤースポークであること。
- ブレーキがタックル式であること。 ●特殊モジュール型でないこと。
- 低床タイプの車いすにも取付けが可能です。

これ以外にも取付け不可のものがありますので、不明な点がございましたらご連絡ください。  
取付けは当社開発事業部で行います。  
お客様ご自身のユニットの取付けは、安全保障上の問題がございますのでお断りしております。

¥64,800

(取付作業料・消費税別)



株式会社 ライフワン

〒923-0864 石川県小松市有明町71番地  
TEL 0761-23-2329 FAX 0761-23-2218